

DISEÑO DENTADURAS PARCIALES DE SIGUIENTE NIVEL CON FACILIDAD

NUEVO




PartialCAD Rijeka de un vistazo

PartialCAD 3.1 Rijeka realiza un seguimiento rápido de sus flujos de trabajo con una interfaz de usuario renovada que le sorprenderá.

Digitalícese por completo con todos los componentes de su dentadura postiza parcial



La función **QuickSnap*** divide la prótesis parcial en pedazos y permite un montaje preciso de piezas impresas o fresadas que simplemente encajan entre sí ahorrando tiempo valioso y estandarizando sus flujos de trabajo.

Dientes, encía por encima y por debajo de la malla y estructuras, todos pueden ser producidos por CAD/CAM, en los distintos materiales.




Interfaz de usuario más intuitiva y rápida

- **Personalice sus diseños parciales con eficiencia:** con ajustes preestablecidos, su configuración de diseño personalizado se puede aplicar rápidamente y con facilidad.
- **Edición de ganchos y barras más fácil:** Ajuste fácilmente el grosor y el ancho de cada barra y gancho con la rueda del ratón.
- **Más automatización y edición más sencilla:** La nueva función Malla de Borde agrega automáticamente un borde engrosado alrededor de las áreas de malla. También hemos mejorado aún más la edición interactiva de la Línea de Terminación para una mayor rapidez y facilidad de uso.
- **Edición de ganchos más fácil:** Ajuste fácilmente el grosor y el ancho de cada punta del gancho con la rueda del ratón.



Nuevas herramientas de medición

- **Mostrar Dimensiones de Cera:** Vea las dimensiones del conjunto del diseño, proporcionando una vista previa mejorada para la producción planificación e impresión.
- **Vista de Corte:** Evalúe diseños y tome múltiples medidas de los espesores de capa simultáneamente.



Controle su construcción

- La herramienta de compilación ahora presenta configuraciones recién organizadas con ajustes preestablecidos personalizados y un despiece animado de la vista de las partes construidas.



exocad.com/partialcad-rijeka

Encuentre aquí su distribuidor de exocad: exocad.com/partners

exocad GmbH

Puede que algunos productos no hayan sido aprobados administrativamente o no estén autorizados para la venta en todos los países. Contacte con su distribuidor local de exocad para obtener información sobre la gama actual de productos y su disponibilidad.

